



CONDICIONES DE ENVIO DE MUESTRAS DE SANGRE

Para la extracción de Adn desde una muestra de sangre periférica será necesario el envío a nuestro laboratorio de una muestra de sangre de un volumen de entre 5 y 10 ml (mililitros), anticoagulada con EDTA. (tubos de tapón morado).



El tubo deberá ser rotulado debidamente con el nombre del paciente.

La muestra deberá enviarse a nuestras instalaciones en sobre acolchado, preferiblemente por correo urgente.

La muestra deberá venir acompañada por los siguientes documentos:

- Consentimiento informado debidamente cumplimentado. (descargar en www.heligenlabs.es)
- Formulario de petición de muestra.(descargar en www.heligenlabs.es)
- La orden de canalización (autorización) debidamente cumplimentada y sellada por el centro emisor

La muestra será enviada a la siguiente dirección:

Heligen Labs, SL. Plaza de Munilla nº 14. CP 28032 (Madrid)